

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision
2021-04

ABE® Mullbinde

Unsere traditionelle Fixierbinde /
Our traditional fixing bandage




Technische Information / technical information

REF	Größe L x B / Size l x w	Packung / packaging	PZN
1400	Ca. 4 m x 4 cm	20 Stück pro Packung; 16 Packung pro Karton / 20 pc per package; 16 packages per carton	01331029
1401	Ca. 4 m x 6 cm	20 Stück pro Packung; 16 Packung pro Karton / 20 pc per package; 16 packages per carton	01331035
1402	Ca. 4 m x 8 cm	20 Stück pro Packung; 12 Packung pro Karton / 20 pc per package; 12 packages per carton	01331041
1403	Ca. 4 m x 10 cm	20 Stück pro Packung; 8 Packung pro Karton / 20 pc per package; 8 packages per carton	01331058

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung/ Product description	Breites Anwendungsgebiet in medizinischen Bereichen, u. a. auch als Notverband für die Erste Hilfe oder als Trägergewebe für Zinkleimverbände / Wide range of applications in medical areas, including as an emergency dressing for first aid or as a carrier fabric for zinc glue dressings
Inhaltsstoffe / Ingredients	65 % Viskose, 35 % Baumwolle / 65 % Viscose, 35 % cotton
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen / 5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745	
Code nach UMDNS / UMDNS Code	10-281 Mull Verbandmaterial / 10-281 Gauze Bandages	
Qualitätszertifikat / Quality Certificates	EN ISO 13485:2016	

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.